

UG 413-30

Postolje, zatvoreno

za ergonomsko punjenje i pražnjenje perilice rublja.



EAN: 4002515761205 / Materijal: 10496980 / Stari broj materijala: 59041302D

Pripadnost proizvoda	
Perilice rublja	•
Pripadnost uređaja/pribora	
PW 413	•
Kategorija proizvoda	
Podgradni uređaji/podnožje	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Pocinčani lim, plastificiran
Boja	Octo plava
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	290
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	785
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	895
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	310
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	785
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	855
Neto težina [kg]	25,40
Bruto masa u kg	30,00