

UG 814-25

Postolje, zatvoreno

za ergonomsko punjenje i pražnjenje perilice rublja.



EAN: 4002515761229 / Materijal: 10497000 / Stari broj materijala: 59081402D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Perilice rublja	•
<b>Pripadnost uređaja/pribora</b>	
PW 814	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Podgradni uređaji/podnožje	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Dimenzije i masa</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	255
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	920
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	755
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	275
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	715
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	940
Neto težina [kg]	23,60
Bruto masa u kg	28,00