


WI 814-25

Postolje za vaganje, visine 25 cm

za automatsko podešavanje potrebnih izvora i fleksibilnim punjenjem.



- Posebno razvijeno za Performance Plus uređaje
- Značajne uštede kod potrošnje vode i energije

EAN: 4002515761236 / Materijal: 10497010 / Stari broj materijala: 59081403D

Pripadnost proizvoda	
Perilice rublja	•
Pripadnost uređaja/pribora	
PW 814	•
Kategorija proizvoda	
Podnožje za vaganje	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	300
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	920
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	757
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	480
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	1090
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1130
Neto težina [kg]	60,00
Bruto masa u kg	83,00