

GS CL 1003 P

Prašak za pranje, 1 kg

za najbolje rezultate pranja pri individualnom doziranju.

EAN: 4002515773413 / Materijal: 10528500 / Stari broj materijala: 21995508EU1



- S aktivnim kisikom za temeljitu čistoću
- Sa super enzimima – učinkovitim i pri nižim temperaturama pranja
- Formula za zaštitu stakla od korozije
- Visoko učinkovito – za oko 70 pranja
- Jednostavno savršeno ispiranje. S Miele.