

A 815

Sapnica

za optimalnu obradu prijenosnih instrumenata s vanjskim raspršivačem.

EAN: 4002515830413 / Materijal: 10619690 / Stari broj materijala: 68681500D



- Za uporabu sa A 812, A 813 ili u gornjoj košari A 105/1
- Sastoji se od 4 sapnice sa silikon. crijevima, dužine oko 114 mm

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Termo-dezinfektori	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Injektorska sapnica	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Prozirno
<b>Područje primjene</b>	
Obrada dentalnih instrumenata	•
<b>Kapacitet</b>	
Prijenosni instrumenti [broj]	4
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	10
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	10
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	114
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	95
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	110
Promjer u mm	10
Neto masa u kg	0,05
Bruto masa u kg	0,12