

E 473/2

Sito

s poklopcem, prikladnim za različite male dijelove.



- Za vješanje
- S laganim zaporom poklopca

EAN: 4002515811962 / Materijal: 10623720 / Stari broj materijala: 69547303D

Pripadnost proizvoda	
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Kategorija proizvoda	
Ostali umetci	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada MIC instrumenata	•
Obrada dentalnih instrumenata	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	88
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	66
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	66
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	95
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	110
Neto masa u kg	0,10
Bruto masa u kg	0,14