

A 832

Injektorska sapnica
za optimalno čišćenje različitog pribora.

EAN: 4002515817711 / Materijal: 10635440 / Stari broj materijala: 69745202D



- Prikladno za injektorska kolica, navojno
- Najbolji rezultati pranja zahvaljujućim bočnim provrtima

Pripadnost proizvoda	
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada MIC instrumenata	•
Obrada dentalnih instrumenata	•
Obrada šupljih instrumenata	•
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	60
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	120
Promjer u mm	3
Neto masa u kg	0,00
Bruto masa u kg	0,01