

A 834

Injektorska sapnica

za optimalno čišćenje različitog pribora, posebice rektoskopa.

EAN: 4002515940709 / Materijal: 10635650 / Stari broj materijala: 69745403D



- Prikladno za rektoskope, Trokar tuljce i ostali pribor
- Opremljeno oprugom za podešavanje visine
- Za najbolje rezultate pranja zahvaljujućim bočnim provrtima

Pripadnost proizvoda	
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada MIC instrumenata	•
Obrada dentalnih instrumenata	•
Obrada šupljih instrumenata	•
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	8
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	152
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	120
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	170
Neto masa u kg	0,03
Bruto masa u kg	0,03