

DTD 2

Posuda za prikupljanje tekućine  
za sigurno smještanje kanistara za medije.

EAN: 4002515933695 / Materijal: 10695460 / Stari broj materijala: 61910001D



Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	62
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	262
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	420
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	74
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	327
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	463
Bruto masa u kg	1

- Pruža mjesto za 2 kanistra za medije
- Pouzdana stabilnost za kanistre ProCare serije, od 5 i 10 l
- Optima. pražnjenje ostataka iz kanistra zahvaljujući kutu nagiba
- Prikladno za umetanje u susjedni element