

A 819

Tuljac za pranje
za optimalno čišćenje šupljih instrumenata.



- Pr. za magnetostruktivne ultrazvučne nastavke, kao Cavitron
- Unutarnja dimenzija 108 mm
- Uključujući poklopac s otvorom od Ø 10 mm
- S pričvršnicom

EAN: 4002515990278 / Materijal: 10721750 / Stari broj materijala: 68681900D

Pripadnost proizvoda	
Termo-dezinfektori	•
Pribor uz uređaj	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Kategorija proizvoda	
Prihvat	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Područje primjene	
Obrada dentalnih instrumenata	•
Kapacitet	
Ultrazvučni vrhovi [broj]	1
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	10
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	100
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	114
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	120
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	170
Neto masa u kg	0,02
Bruto masa u kg	0,02