

A 830

Umetak

za optimalni prihvat radnih završetaka rastavljivih zubnih ogledalaca.



- Za uporabu u umetku E 337/1
- 3 police Ø 8 mm, 14 polica 10 x 19 mm, 2 police 8 x 19 mm
- Drške stomatoloških ogledalaca podesive u police E 337/1

EAN: 4002516125334 / Materijal: 10730400 / Stari broj materijala: 68683000D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Termo-dezinfektori	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak/modul za zubne instrumente	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plastika
Boja	Crna
Broj pretinaca	16
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	49
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	148
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	11
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	120
Neto masa u kg	0,01
Bruto masa u kg	0,01