


A 105/1

Gornja košara

podesivo po visini, bez injekto. sapnica, za optim. prihvat različitih instrume.



- Desna strana: 22 injektorskih mjesta
- Lijeva strana za prihvat umetaka
- Aktivno sušenje unutrašnjosti instrumenata sa šuplinama
- Aktivno unutarnje sušenje ručnih nasadnika i koljičnika
- Cijev. filter A 800 se može koristiti u obje injektorske letvice

EAN: 4002515941157 / Materijal: 10777260 / Stari broj materijala: 69610501D

Pripadnost proizvoda	
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Gornja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Mogućnost umetanja centralnog filtra	•
Područje primjene	
Obrada HNO instrumenata	•
Obrada dentalnih instrumenata	•
Kapacitet	
Prijenosni instrumenti [broj]	22
Šuplji instrumenti [broj]	22
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	202
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	528
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	528
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	270
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	525
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	540
Neto masa u kg	4,86
Bruto masa u kg	5,56
Priloženi pribor	
A 838 komplet ključeva [broj]	1