

LAC/WAX

Vosak za valjak
njege korita valjka za glačanje.



- Primjenjivo s LACO krpom za vosak za valjak za glačanje
- Sadržaj: 1 kg

EAN: 4002515962435 / Materijal: 10818360 / Stari broj materijala: 59535026D

Pripadnost proizvoda	
Glačanje	•
Pripadnost uređaja/pribora	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Kategorija proizvoda	
Njega valjka za glačanje	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	150
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	150
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	150
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	150
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	150
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	150
Neto težina [kg]	2,00
Bruto masa u kg	2,00