

CM/1  
ConductivityMeter  
za mjerenje vodljivosti i prikaz zamjene patrone.

EAN: 4002516057420 / Materijal: 10889920 / Stari broj materijala: 69450002D



- Prikladno za patrone za potpunu demineralizaciju
- Vizualni i zvučni prikaz za zamjenu patrone
- 10 uklopnih točaka u mjernom području 0 – 199,9  $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Zaslon od jednog retka, mogućnost priključka na vanjski LED
- uključujući držač za zid i mrežni dio

Pripadnost proizvoda	
Perilice posuđa sa svježom vodom	•
Spremnik za svježu vodu	•
Protočni spremnik za vodu perilice posuđa	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PTD 901	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Sustav za obradu vode	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plastika
Boja	Crna

CM/1  
ConductivityMeter  
za mjerenje vodljivosti i prikaz zamjene patrone.

EAN: 4002516057420 / Materijal: 10889920 / Stari broj materijala: 69450002D



#### Dimenzije i težina

Vanjska dimenzija, neto visina u mm	110
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	125
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	52
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	155
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	310
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	350
Neto masa u kg	1,56
Bruto masa u kg	2,16