

A 838

Komplet ključeva

za podešavanje visina košare & ugradnju/uklanjanje injektorskih sapnica.



- Komplet se sastoji od Torx ključa i viličastog ključa
- Prikladno za Miele gornje košare i kolica za punjenje

EAN: 4002516171720 / Materijal: 11054290 / Stari broj materijala: 69783800D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8505	•
Kategorija proizvoda	
Ostali pribor	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	0
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	120
Neto masa u kg	0,00
Bruto masa u kg	0,00