


A 836

Komplet injektorskih sapnica

za opcionalnu obradu šupljih instrumenata u stomatološkoj praksi.



- Za opremanje gornje košare A 105/1
- Pakiranje s 22 dentalne injektorske sapnice A 833

EAN: 4002516204091 / Materijal: 11054660 / Stari broj materijala: 69783600D

Pripadnost proizvoda	
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada dentalnih instrumenata	•
Obrada šupljih instrumenata	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	0
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	120
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	170
Neto masa u kg	0,20
Bruto masa u kg	0,20