

A 845

Injektorska sapnica

s plastičnim oblogama, promjera 2,5, duljine 125 mm, 1 komad.



- Prikladno za injektorska kolica i košare, navojno
- Sastavni dio EasyLoad-sustava
- Pakiranje sa 1 sapnicom

EAN: 4002516188797 / Materijal: 11056670 / Stari broj materijala: 69684500D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Sastavni dio EasyLoad-sustava	•
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	125
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	60
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	55
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	120
Neto masa u kg	0,01
Bruto masa u kg	0,01