


A 301/4

Modul

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla – moguće opremiti s 18 sapnica.



- Prikladno za razl. labo. stak. kao Erlen. tik., okrugle tik. itd.
- Modul bez inje. sapnica – opremanje prema individualnim potrebama
- Za do 18 injektorskih sapnica
- Sastavni dio EasyLoad-sustava
- Razmak između sapnica 157 mm u širinu, 78 mm u dubinu

EAN: 4002516087649 / Materijal: 11056780 / Stari broj materijala: 69630104D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za staklenke uskog grla	•
Umetak za razne boce	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Sastavni dio EasyLoad-sustava	•
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	18
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	72
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	173
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	479
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	100
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	205
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	487
Neto masa u kg	0,85
Bruto masa u kg	1,89