


A 302/2

Modul

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla – moguće opremiti sa 32 sapnice.



- Prikladno za razl. labo. stak. kao Erlen. tik., okrugle tik. itd.
- Modul bez inje. sapnica – opremanje prema individualnim potrebama
- Za do 32 injezione sapnice
- Sastavni dio EasyLoad-sustava
- Razmak između sapnica 60 mm u širinu, 57 mm u dubinu

EAN: 4002516087656 / Materijal: 11056790 / Stari broj materijala: 69630202D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak/modul za staklenke uskog grla	•
Umetak za razne boce	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Sastavni dio EasyLoad-sustava	•
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Staklenke s uskim grlom [broj]	32
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	72
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	195
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	479
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	200
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	525
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	540
Neto masa u kg	1,09
Bruto masa u kg	2,16