

A 860

Rešetka za pridržavanje
za injektorski modul A 300/2 i A 300/3



- Podjela: 2 x 4 polja
- Može se postaviti na injektorski modul A 300/2 i A 300/3
- Za optimalno pozicioniranje laboratorijskog stakla
- Sastavni dio EasyLoad-sustava

EAN: 4002516087663 / Materijal: 11056800 / Stari broj materijala: 69686000D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Ostali umetci/ostali moduli	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Broj prečinaca	8
Širina prečinca u mm	114
Duljina prečinca u mm	114
Sastavni dio EasyLoad-sustava	•
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0-0
Frekvencija u Hz	0-0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00-0,00
Osigurač u A	0-0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	30
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	250
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	350
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	35
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	300
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	400
Neto masa u kg	0,10
Bruto masa u kg	0,18