

A 861

Rešetka za pridržavanje  
za injektorski modul A 301/4 i A 301/5



- Podjela: 3 x 6 polja
- Može se postaviti na injektorski modul A 301/4 i A 301/5
- Za optimalno pozicioniranje laboratorijskog stakla
- Sastavni dio EasyLoad-sustava

EAN: 4002516087670 / Materijal: 11056810 / Stari broj materijala: 69686100D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Ostali umetci/ostali moduli	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Broj prečinaca	18
Širina prečinca u mm	74
Duljina prečinca u mm	74
Sastavni dio EasyLoad-sustava	•
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0-0
Frekvencija u Hz	0-0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00-0,00
Osigurač u A	0-0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	80
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	200
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	350
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	100
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	210
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	495
Neto masa u kg	0,10
Bruto masa u kg	1,87