


A 862

Rešetka za pridržavanje  
za injektorski modul A 302/2 i A 302/3



- Podjela: 4 x 8 polja
- Može se postaviti na injektorski modul A 302/2 i A 302/3
- Za optimalno pozicioniranje laboratorijskog stakla
- Rilsanirano

EAN: 4002516087687 / Materijal: 11056820 / Stari broj materijala: 69686200D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Ostali umetci/ostali moduli	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika, Žica, presvučena
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Broj pretinaca	32
Širina pretinca u mm	56
Duljina pretinca u mm	52
Sastavni dio EasyLoad-sustava	•
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0-0
Frekvencija u Hz	0-0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00-0,00
Osigurač u A	0-0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	30
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	250
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	350
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	35
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	300
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	400
Neto masa u kg	0,10
Bruto masa u kg	0,18