


APLW 000

Kolica

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla na gornjim razinama.



- Opremljeno sa 1 ugrađenom prskalicom
- Za prihvat umetaka
- Dimenzija opremanja: 484 x 525 mm

EAN: 4002516115281 / Materijal: 11104470 / Stari broj materijala: 69300000D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak/modul za laboratorijske čaše	•
Gornja košara	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Bijela
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	160
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	560
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	532
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	190
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	560
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	610
Neto masa u kg	4,30
Bruto masa u kg	6,07