

APLW 001

Kolica

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla na najdonjoj razini.



- Maksimalna širina punjenja:
470 mm
- Maksimalna dubina punjenja:
490 mm

EAN: 4002516115298 / Materijal: 11104480 / Stari broj materijala: 69300100D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za laboratorijske čaše	•
Kolica za umetke	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	135
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	582
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	190
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	560
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	610
Neto masa u kg	4,20
Bruto masa u kg	5,90