

APLW 003

Kolica

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla velikog volumena, do 20 l.



Image
in progress

- Opremljeno sa 4 sapnice
- Za prihvat do 2 boce Ø maks. 280 mm
- Za prihvat do 2 boce čiji je Ø maks. 190 mm

EAN: 4002516115410 / Materijal: 11104500 / Stari broj materijala: 69300300D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Boce [broj]	2
Erlenmeyerove tikvice [broj]	2
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	400
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	582
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	580
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	565
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	5,08
Bruto masa u kg	7,63