

APLW 004

Kolica

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla velikog volumena, do 50 l.



- Opremljeno sa 1 sapnicom

EAN: 4002516115427 / Materijal: 11104510 / Stari broj materijala: 69300400D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Injektorska košara	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Boce [broj]	1
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	588
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	582
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	760
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	625
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	715
Neto masa u kg	4,68
Bruto masa u kg	9,83