

APLW 005

Kolica

za optimalan prihvat do 56 pipeta.



- Za prihvat do 56 pipeta koje su dijagonalno raspoređene

EAN: 4002516115434 / Materijal: 11104520 / Stari broj materijala: 69300500D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Kolica za pipete	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada pipeta/bočica	•
<b>Kapacitet</b>	
Pipete [broj]	56
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	308
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	582
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	570
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	560
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	610
Neto masa u kg	6,40
Bruto masa u kg	9,20