


APLW 006

Kolica

za optimalan prihvat do 121 pipete.



- Za prihvat do 121 pipete koje su okomito raspoređene

EAN: 4002516115441 / Materijal: 11104530 / Stari broj materijala: 69300600D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Kolica za pipete	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada pipeta/bočica	•
Kapacitet	
Pipete [broj]	121
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	195
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	575
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	565
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	610
Neto masa u kg	4,94
Bruto masa u kg	7,38