

APLW 007

Kolica

za optimalan prihvat 2 kasete za pipete.



- Za donju razinu
- Maksimalna duljina pipeta: 520 mm

EAN: 4002516115458 / Materijal: 11104540 / Stari broj materijala: 69300700D

| | |
|--|---------------------------|
| Pripadnost proizvoda | |
| Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij | • |
| Pribor uz uređaj | |
| PLW 6111 | • |
| Kategorija proizvoda | |
| Kolica za pipete | • |
| Svojstva proizvoda | |
| Materijal | Plemeniti čelik, Plastika |
| Boja | Plemeniti čelik |
| Područje primjene | |
| Obrada pipeta/bočica | • |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 580 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 535 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 420 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 580 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 565 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 610 |
| Neto masa u kg | 7,18 |
| Bruto masa u kg | 9,98 |