


APLW 008

Kolica

za optimalan prihvat 3 kasete za pipete.



- Za donju razinu
- Dimenzije kasete za pipete: Š 84 x V 384 x D 84 mm

EAN: 4002516115465 / Materijal: 11104550 / Stari broj materijala: 69300800D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Kolica za pipete	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada pipeta/bočica	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	456
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	179
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	366
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	565
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	610
Neto masa u kg	7,64
Bruto masa u kg	9,64