

APLW 009

Kolica

za optimalan prihvat 2 kasete za pipete.



Image
in progress

- Za donju razinu
- Maksimalna duljina pipeta: 290 mm

EAN: 4002516115472 / Materijal: 11104560 / Stari broj materijala: 69300900D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
Kategorija proizvoda	
Kolica za pipete	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada pipeta/bočica	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	166
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	245
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	66
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	565
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	610
Neto masa u kg	6,22
Bruto masa u kg	8,55