

APLW 011

Gornja košara

sa 110 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Prikladno samo za uporabu u gornjim razinama

EAN: 4002516115496 / Materijal: 11104580 / Stari broj materijala: 69301100D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Gornja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Bočice [broj]	110
Staklenke s uskim grlom [broj]	110
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	160
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	532
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	560
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	350
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	560
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	610
Neto masa u kg	5,20
Bruto masa u kg	7,80