

APLW 013
Gornja košara
sa 42 neopremljena injektorska mjesta.



Image
in progress

- Prikladno samo za uporabu u gornjim razinama

EAN: 4002516115519 / Materijal: 11104600 / Stari broj materijala: 69301300D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Gornja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	42
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	160
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	534
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	569
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	565
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	4,55
Bruto masa u kg	6,95