

APLW 013/2

Gornja košara

opremljeno sa 32 injektor. sapnice APLW 051 i 10 injektorskih sapnica APLW 055



Image
in progress

- Prikladno samo za uporabu u gornjim razinama

EAN: 4002516115533 / Materijal: 11104620 / Stari broj materijala: 69301302D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Gornja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	42
Boce [broj]	42
Erlenmeyerove tikvice [broj]	42
Okrugle tikvice [broj]	42
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	250
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	570
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	565
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	4,55
Bruto masa u kg	9,00
Priloženi pribor	
APLW 051 injektorska sapnica Ø 4 mm, dužine 110 mm [broj]	32
APLW 055 injektorska sapnica Ø 6 mm, dužine 175 mm [broj]	10