

APLW 014  
Gornja košara  
sa 20 neopremljenih injektorskih mjesta.



**Image**  
in progress

- Prikladno samo za uporabu u gornjim razinama

EAN: 4002516115540 / Materijal: 11104630 / Stari broj materijala: 69301400D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Injektorska košara	•
Gornja košara	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Bijela
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Staklenke s uskim grlom [broj]	20
Boce [broj]	20
Erlenmeyerove tikvice [broj]	20
Okrugle tikvice [broj]	20
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	21
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	20
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	16
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	340
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	555
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	4,22
Bruto masa u kg	6,65