

APLW 014/1
Gornja košara
opremljeno sa 20 injektorskih sapnica APLW 055



**Image
in progress**

- Prikladno samo za uporabu u gornjim razinama

EAN: 4002516115557 / Materijal: 11104640 / Stari broj materijala: 69301401D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Gornja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	20
Boce [broj]	20
Erlenmeyerove tikvice [broj]	20
Okrugle tikvice [broj]	20
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	250
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	570
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	565
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	4,22
Bruto masa u kg	8,45
Priloženi pribor	
APLW 055 injektorska sapnica Ø 6 mm, dužine 175 mm [broj]	20