

APLW 015
Gornja košara
sa 16 neopremljenih injektorskih mjesta.



Image
in progress

- Prikladno samo za uporabu u gornjim razinama

EAN: 4002516115571 / Materijal: 11104650 / Stari broj materijala: 69301500D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Gornja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	16
Boce [broj]	16
Erlenmeyerove tikvice [broj]	16
Okrugle tikvice [broj]	16
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	160
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	532
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	560
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	340
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	560
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	600
Neto masa u kg	4,00
Bruto masa u kg	6,60