

APLW 016
Gornja košara
sa 27 neopremljenih injektorskih mjesta.



Image
in progress

- Prikladno samo za uporabu u gornjim razinama

EAN: 4002516115588 / Materijal: 11104660 / Stari broj materijala: 69301600D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Gornja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	27
Boce [broj]	27
Erlenmeyerove tikvice [broj]	27
Okrugle tikvice [broj]	27
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	260
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	570
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	340
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	555
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	4,40
Bruto masa u kg	6,62