


APLW 018/1

Gornja košara

opremljeno sa 121 injektor. sapnica APLW 048 i 24 injektorskih sapnica APLW 051.

EAN: 4002516115717 / Materijal: 11104690 / Stari broj materijala: 69301801D



- Prikladno samo za uporabu u gornjim razinama

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Gornja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Reagens čaše [broj]	121
Bočice [broj]	121
Staklenke s uskim grlom [broj]	24
Boce [broj]	24
Erlenmeyerove tikvice [broj]	24
Okrugle tikvice [broj]	24
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	200
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	570
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	565
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	6,92
Bruto masa u kg	11,42
Priloženi pribor	
APLW 051 injektorska sapnica Ø 4 mm, dužine 110 mm [broj]	32
APLW 048 injektorska sapnica Ø 2,5 mm, dužine 80 mm [broj]	121