

APLW 019

Gornja košara

sa 121 neopremljenim injektorskim mjestom za sapnice Ø 2,5 mm.



**Image**  
in progress

- Prikladno samo za uporabu u gornjim razinama

EAN: 4002516115724 / Materijal: 11104700 / Stari broj materijala: 69301900D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Injektorska košara	•
Gornja košara	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Bijela
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Reagens čaše [broj]	121
Bočice [broj]	121
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	93
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	534
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	569
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	565
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	5,52
Bruto masa u kg	7,96