

APLW 020

Donja košara

sa 121 neopremljenim injektorskim mjestom za sapnice Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Prikladno samo za uporabu u najdonjoj razini

EAN: 4002516115748 / Materijal: 11104720 / Stari broj materijala: 69302000D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Donja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Reagens čaše [broj]	121
Bočice [broj]	121
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	580
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	534
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	534
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	562
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	675
Neto masa u kg	6,20
Bruto masa u kg	8,64