

APLW 020/1

Donja košara

opremljeno sa 121 injektorskom sapnicom APLW 047.



**Image**  
in progress

- Prikladno samo za uporabu u najdonjoj razini

EAN: 4002516115755 / Materijal: 11104730 / Stari broj materijala: 69302001D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Injektorska košara	•
Donja košara	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Crna, Bijela
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Reagens čaše [broj]	121
Bočice [broj]	121
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	200
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	575
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	562
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	675
Neto masa u kg	8,64
Bruto masa u kg	11,26
<b>Priloženi pribor</b>	
APLW 047 injektorska sapnica Ø 2,5 mm, dužine 50 mm [broj]	121