

APLW 021

Donja košara

sa 110 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Prikladno samo za uporabu u najdonjoj razini

EAN: 4002516115762 / Materijal: 11104740 / Stari broj materijala: 69302100D

| | |
|--|-------------------------------|
| Pripadnost proizvoda | |
| Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij | • |
| Pribor uz uređaj | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Kategorija proizvoda | |
| Injektorska košara | • |
| Donja košara | • |
| Svojstva proizvoda | |
| Materijal | Plemeniti čelik, Plastika |
| Boja | Plemeniti čelik, Crna, Bijela |
| Područje primjene | |
| Obrada laboratorijskog stakla | • |
| Kapacitet | |
| Reagens čaše [broj] | 110 |
| Bočice [broj] | 110 |
| Staklenke s uskim grlom [broj] | 110 |
| Boce [broj] | 110 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 575 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 504 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 450 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 355 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 562 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 615 |
| Neto masa u kg | 5,91 |
| Bruto masa u kg | 8,35 |