

APLW 022

Donja košara

sa 70 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Prikladno samo za uporabu u najdonjoj razini

EAN: 4002516115779 / Materijal: 11104750 / Stari broj materijala: 69302200D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Donja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	70
Boce [broj]	70
Erlenmeyerove tikvice [broj]	70
Okrugle tikvice [broj]	70
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	580
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	515
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	534
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	562
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	5,83
Bruto masa u kg	8,27