

APLW 024/2

Donja košara

opremljeno sa 32 injektor. sapnica APLW 051 i 10 injektorskih sapnica APLW 055.



Image
in progress

- Prikladno samo za uporabu u najdonjoj razini

EAN: 4002516115816 / Materijal: 11104790 / Stari broj materijala: 69302402D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Donja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Crna, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	42
Boce [broj]	42
Erlenmeyerove tikvice [broj]	42
Okrugle tikvice [broj]	42
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	220
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	575
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	352
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	562
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	5,97
Bruto masa u kg	10,48
Priloženi pribor	
APLW 051 injektorska sapnica Ø 4 mm, dužine 110 mm [broj]	32
APLW 055 injektorska sapnica Ø 6 mm, dužine 175 mm [broj]	10