

APLW 024/3

Donja košara

opremljeno sa 30 injektor. sapnica APLW 066 i 12 injektor. sapnica APLW 067.



**Image
in progress**

- Prikladno samo za uporabu u najdonjoj razini

EAN: 4002516115823 / Materijal: 11104800 / Stari broj materijala: 69302403D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Donja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Crna, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	42
Boce [broj]	42
Erlenmeyerove tikvice [broj]	42
Okrugle tikvice [broj]	42
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	220
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	575
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	352
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	562
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	5,22
Bruto masa u kg	13,87
Priloženi pribor	
APLW 066 injektorska sapnica Ø 6 mm, dužine 175 mm [broj]	30
APLW 067 injektorska sapnica Ø 6 mm, dužine 225 mm [broj]	12