

APLW 025/1

Donja košara

opremljeno sa 12 injektor. sapnica APLW 056 i 12 injektor. sapnica APLW 052.



**Image  
in progress**

- Prikladno samo za uporabu u najdonjoj razini
- 230 x 490 mm korisni prostor

EAN: 4002516115847 / Materijal: 11104820 / Stari broj materijala: 69302501D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Injektorska košara	•
Donja košara	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Crna, Bijela
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Staklenke s uskim grlom [broj]	24
Boce [broj]	24
Erlenmeyerove tikvice [broj]	24
Okrugle tikvice [broj]	24
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	270
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	570
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	350
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	560
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	610
Neto masa u kg	5,25
Bruto masa u kg	8,39
<b>Priloženi pribor</b>	
APLW 052 injektorska sapnica Ø 4 mm, dužine 175 mm [broj]	12
APLW 056 injektorska sapnica Ø 6 mm, dužine 225 mm [broj]	12