


APLW 026/1

Donja košara

opremljeno sa 20 injektorskih sapnica APLW 056.



- Prikladno samo za uporabu u najdonjoj razini

EAN: 4002516115861 / Materijal: 11104840 / Stari broj materijala: 69302601D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Injektorska košara	•
Donja košara	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plava, Plemeniti čelik, Crna, Bijela
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Staklenke s uskim grlom [broj]	20
Boce [broj]	20
Erlenmeyerove tikvice [broj]	20
Okrugle tikvice [broj]	20
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	270
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	570
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	340
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	555
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	4,92
Bruto masa u kg	9,20
<b>Priloženi pribor</b>	
APLW 056 injektorska sapnica Ø 6 mm, dužine 225 mm [broj]	20