

APLW 028

Donja košara

sa 27 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice.



Image
in progress

- Prikladno samo za uporabu u najdonjoj razini

EAN: 4002516115885 / Materijal: 11104860 / Stari broj materijala: 69302800D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Donja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	27
Boce [broj]	27
Erlenmeyerove tikvice [broj]	27
Okrugle tikvice [broj]	27
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	458
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	420
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	35
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	340
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	555
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	4,98
Bruto masa u kg	7,30