

APLW 030

Donja košara

sa 12 neopremljenih injektorskih mjesta za sapnice.



Image
in progress

- Prikladno samo za uporabu u najdonjoj razini
- 220 x 490 mm korisni prostor

EAN: 4002516115908 / Materijal: 11104880 / Stari broj materijala: 69303000D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska košara	•
Donja košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Staklenke s uskim grlom [broj]	12
Boce [broj]	12
Erlenmeyerove tikvice [broj]	12
Okrugle tikvice [broj]	12
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	135
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	424
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	582
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	355
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	565
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	615
Neto masa u kg	4,32
Bruto masa u kg	6,72